

SHAYER ELCEĞİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Elcek üzerinden ileri/geri ve osilasyon modları seçilebilmeli ve kontrol ünitesi veya elcek üzerinden hızı ayarlanabilmelidir.
- 2- Elcek hızı en az 8.000 rpm olmalıdır.
- 3- Elcek otoklav ile steril edilebilir olmalıdır.
- 4- Tek kullanımlık shaver bıçakları ile kullanılabilirdir.
- 5- Kablosu elcek üzerinde entegre yapıda olmalıdır.
- 6- Elcek üzerinden emme (suction) ayarları tam açık ve tam kapalı olarak yapılabilmelidir.
- 7- Ameliyathanede kullanılan Rezeksiyon (Shaver) sistemi ile tam uyumlu olmalıdır.

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Elif KIRLI
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

[Signature]

[Signature]

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Halil KIRLI
Dip Tes No: 1363
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Kırıkhan Devlet Hastanesi
Op. Dr. Nidal SAĞLAM
Dip Tes No: 121977
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı