

TEK SAATLİ OKSİJEN REGÜLATÖRÜ TEKNİK SARTNAMESİ

- URETICI FİTMA ISO BELGESINE SAHIP ÜRÜNÜNDE CE BELGESİ OLMALIDIR.
- CİHAZ BAĞLANTISI HER GAZA OZEL TUPLERE UYUMLU OLMALIDIR
- CİHAZ KOMPLE KROMAJLI OLAMALI VE PRINC MALZEMEDEN İMAL EDİLMELİDİR
- CİHAZDA BİR ADET MONOMETRE OLMALIDIR
- CİHAZ SABİT 3.5 BAR (50 PSI) BASINÇ VERMELİDİR.HER HANGİ BİR AYAR YAPACAK DÜĞMESİ OLMAMALIDIR.
- CİHAZDA HORTUM BAĞLANTISI YERİ DE NİKELAJ KAPLI OLAMLIDIR
- URUNUN UBB KAYDI OLMALIDIR.
- CİHAZIN TÜP BAĞLANTISI TSE1520 NORMUNA UYGUN OLMALIDIR.
- TEK SAATLİ OLANA PORTATİF PRİZ BAĞLANTISI OLMALIDIR.


Kırıkkale Devlet Hastanesi
Moltem AZAZI
Biyomedikal Teknisyeni


Vacuum

 O_2 z_0 



Handwritten signature in blue ink.





Kırkları Devlet Hastanesi
Noltem AZAZI
Biyomedikal Teknisyeni