



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HATAY
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman Adı

KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
DRAEGER MARKA PRIMUS MODEL ANESTEZİ CİHAZI İÇİN
AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MKYS KODU: 150-13-02-01-240037971

1. Sensör hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Primus Model Anestezi cihazına tam uyumlu olacaktır.
2. Akış sensörü tidal hacim ölçmek için kullanılmalı ve iki ucu açık silindirik şeffaf bir yapıda olmalıdır.
3. Akış sensörü "Sıcak Tel Anemometri'si" prensibi ile çalışmalıdır.
4. Akış sensörü ekspirasyon hattına servise ihtiyaç duymadan bulunduğu cihaza kullanıcı tarafından kolayca yerleştirilebilmelidir.
5. Akış sensörü 134 derecede 10 dakika dezenfekte edilebilmelidir.
6. Sensör tek bir paket içerisinde 1 adet olmalıdır. Paket içerisinde kurulumu ile ilgili şema olmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
9. Sensör anestezi cihazı ile yapılan rezistans testlerinden geçebilmelidir. Sensörler test edilecektir.

Kırıkkale Devlet Hastanesi
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü
Biyomedikal Teknisyeni
[Signature]